

## MCSP/INT/00008

Fecha de envío:  
06/07/2024 09:33:28

Producto	Ordenado	Entregado
[101038001] Alginato ALGI-GEL - Maquira Indicado para realizar impresiones de arcadas dentales totales o parciales. * Brinda al profesional el tiempo ideal para obtener impresiones sin necesidad de apresurarse. . * Su gran consistencia (bajo escurrimiento) evita que los pacientes tengan ganas de vomitar. . * Proporciona una reproducción óptima de la cavidad bucal, evitando así la aparición de superficies polvorizadas en los modelos de yeso.	10,00 Unidades	10,00 Unidades
[italgin001] Alginato Cromatico Italgín - BMS DENTAL rtículo: Italgín Alginato cromático elástico para impresiones dentales de alta precisión Reproducciones hasta 15 micrones Libre de polvo, cadmio y plomo Clase A, Tipo 1 Bolsa x 450gr Hecho en Italia Norma EN 21563/ISO 1563 Características Técnicas: Tiempo de mezclado 60" con agua desionizada a 23° C Tiempo total de elaboración 1' 50" (incluido el tiempo de mezclado) Tiempo de toma 3' 20" (incluido el tiempo de elaboración).	5,00 Unidades	5,00 Unidades