



Mercado Clínico
República Argentina 837
San Pedro Misiones 3364
Argentina
Cuit: 20-3071721061-8
cel: +54 9 3751 54-1386

MCSP/INT/00056

Shipping Date:
26/07/2024 18:12:42

Producto	Ordered	Delivered
[2797ALLCEMCOREA2] Cemento Allcem Core Dual - 3 en 1 - FGM (A2) Cemento Allcem Core - 3 en 1 - FGM (A3)	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[15088-claro] Cemento auto-adhesivo SMARTCEM 2 - x 1 unidad - curado Dual - Dentply Sirona (Claro (light)) sirona	2,00 Unidades	2,00 Unidades
[0101034011] Ionómero Vitreo - PHOTO IONGLASS - Maquira Ionómero Vitreo - PHOTO IONOGLAS - Maquira	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[10104006-A1] Cemento resinoso Dual Force - Jeringa 5g - Maquira (A1) Dual Force es un cemento de resina de curado dual (fotoactivado y químico) para uso profesional, adecuado para la cementación adhesiva de postes intrarradiculares y restauraciones a la estructura dental. El producto consiste en una pasta base y un catalizador, que deben utilizarse en una proporción 1:1. Dual Force está indicado para cementar: coronas y puentes de porcelana pura o metalocerámicos; inlays, onlays, coronas cerámicas y coronas de resina de laboratorio; postes radiculares de fibra de vidrio, fibra de carbono, cerámica o metálicos y prótesis adhesivas (puentes de Maryland).	2,00 Unidades	2,00 Unidades
[15531] Cemento TheraCem Resina Auto adhesiva - DUAL - BISCO THERA CEM	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[15262] Cemento de resina A2 Relyx U200 CLICKER - 3M	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[ultra-blue-gel-etch] Ácido Ortofosfórico Blue Gel Etch 37% 3 Jer. X 3g - Ultra	5,00 Unidades	5,00 Unidades
[14445] Ácido Fosfórico 37% - c/3 Un - Angelus - 513035 Indicado para acondicionar superficies dentales (dentina y esmalte) para mejorar la adherencia de materiales restauradores en restauraciones directas, en la fijación de brackets de ortodoncia, en la cementación adhesiva de restauraciones indirectas y en el sellado de fisuras y fisuras. * Control sobre el área de aplicación; * Formación de porosidades, aumentando el área de contacto; * Fácil aplicación y eliminación; * Viscosidad adecuada; * 37% de H3PO ₄ ; * Presentación en forma de Gel. Envase de 3 unidades de 3g cada una.	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[mega-etch-12gr] Ácido Grabador Mega Etch Ac. Ortofosfórico 33% - Megadental megaetch-12gr mega-etch	3,00 Unidades	3,00 Unidades
[klepp-acido-37%] Acido Grabador fosfórico Klepp Etch 37% - 4 gr - Klepp	1,00 Unidades	1,00 Unidades