

Mercado Clinico República Argentina 837 San Pedro Misiones 3364

Argentina

Cuit: 20-3071721061-8 cel: +54 9 3751 54-1386

MCSP/INT/00065

Shipping Date:

26/07/2024 18:09:59

Producto	Ordered	Delivered
[30.60.002] Educador Lingual -Mini espolón - Morelli	2,00	2,00
	Unidades	Unidades
[341-009] Resorte cerrado - NiTi - 1 paquete c/ 4 unTecnident (12mm) (9mm)	2,00	2,00
-Utilizado para abrir espacios con luz y fuerza continua.	Unidades	Unidades
-NiTi (Nickel Titanium) resorte cerrado con ojo de 7 mm; -Los resortes cerrados para tracción tienen extremos preparados		
para adaptarse a accesorios; -Proporcionar fuerzas ligeras y continuas que permitan aumentar los intervalos de activación. -Embalaje con 04 unidades.		
[educador01.4] Educador Lingual x 10 unidades - Orthodontics	2,00	2,00
	Unidades	Unidades
Tubo Roth - Simple - para pegar- 10 unidades - Morelli (Pd36/3)	2,00	2,00
- Tubos de unión vestibular que dirigen los molares según las prescripciones estandarizadas por la técnica de Roth Los tubos de ortodoncia Morelli están fabricados con tecnología PIM (Powder Injection Moulding), presentando medidas precisas de torque y antirrotación; -Resiste fuerzas de anclaje sin deformación Paquete con 10 unidades.	Unidades	Unidades
[pd46.0310] Tubo Pd 6- Roth - Simple - para pegar- 10 unidades - Orthodontics (PD46)	4,00	4,00
- Indicado para tratamientos de ortodoncia.	Unidades	Unidades
[pd16.0105] Tubo Pd 6- Roth - Simple - para pegar- 10 unidades - Orthodontics (PD16)	5,00	5,00
- Indicado para tratamientos de ortodoncia.	Unidades	Unidades
[pd26.0205] Tubo Pd 6- Roth - Simple - para pegar- 10 unidades - Orthodontics (PD26)	4,00	4,00
- Indicado para tratamientos de ortodoncia.	Unidades	Unidades
[30.10.206] Botón de Ortodoncia ESTETICO - 10 unidades - Morelli	4,00	4,00
Indicado para el tratamiento de maloclusiones dentales.	Unidades	Unidades
Beneficios: * Calidad superior combinada con eficiencia y comodidad. * Fabricado en cerámica de alúmina policristalina		
utilizando la más moderna tecnología de inyección CIM - Ceramic Injection Moulding. * Retención química y mecánica.		
[20.35.114] Tubos simples MBT - Con ganchos - Morelli (Pd 26)	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[30.10.205] Botón de ortodoncia - para cementar - 10 unidades (Lingual) - Morelli (Lingual)	3,00	3,00
Botones de diferentes formas en sus bases para diferentes superficies, dependiendo de la zona a colocar en el diente.		Unidades
Metalicos - Vienen en presentacion de 10 unidades		
[20.35.113] Tubos simples MBT - Con ganchos - Morelli (Pd 16)	1,00	1,00
	Unidades	Unidades



Mercado Clinico República Argentina 837 San Pedro Misiones 3364

Argentina

Cuit: 20-3071721061-8 cel: +54 9 3751 54-1386

Producto	Ordered	Delivered
[20.35.215] Tubos simples MBT - Con ganchos - Morelli (37 Y 47)	1,00	1,00
	Unidades	Unidades
[20.11.211] Tubo Roth - Simple - para pegar- 10 unidades - Morelli (Pd16/17)	2,00	2,00
Tubos de unión vestibular que dirigen los molares según las prescripciones estandarizadas por la técnica de Roth.	Unidades	Unidades
- Los tubos de ortodoncia Morelli están fabricados con tecnología PIM (Powder Injection Moulding), presentando medidas		
precisas de torque y antirrotación; -Resiste fuerzas de anclaje sin deformación.		
- Paquete con 10 unidades.		
[37.20.013] LLave Hexagonal Digital p/ microimplante - Morelli	1,00	1,00
microimplantes	Unidades	Unidades
[37.20.010] Punta Lanza - para insertar microimplante - Morelli	1,00	1,00
microimplantes	Unidades	Unidades
[37.20.015] LLave Hexagonal media p/ microimplante - Morelli	1,00	1,00
microimplantes	Unidades	Unidades
[30.40.009] Gancho punta bola universal para arco - (Caplin hooks) - Morelli	1,00	1,00
-Utilizado para la fijación de resortes elásticos o ataduras.	Unidades	Unidades
- Ùtil para verticalizaciones, extrusiones, anclajes y tracción; - Acero inoxidable (CrNi). */		
-Embalaje de 10 unidades.		
[30.40.005] Gancho punta bola recto para arco - GURIN - (Caplin hooks) - Morelli	2,00	2,00
-Utilizado para la fijación de resortes elásticos o ataduras.	Unidades	Unidades
- Ùtil para verticalizaciones, extrusiones, anclajes y tracción; - Acero inoxidable (CrNi). */		
-Embalaje de 10 unidades.		
[30.40.020] Stop cerrado para arcos hasta 022" - Morelli	1,00	1,00
	Unidades	Unidades
[340-003] Ligaduras Preformadas - x 100 unidades - Cortas / Largas - Tecnident	1,00	1,00
	Unidades	Unidades
[341-030] Resorte abierto - NiTi - 1 paquete c/ 3 unTecnident - 341-030	2,00	2,00
-Utilizado para abrir espacios interdentales; - Son excelentes dispositivos para obtener fuerzas de tracción o compresión.	Unidades	Unidades
-Proporcionar fuerzas ligeras y continuas que permitan aumentar los intervalos de activación.		
-Embalaje c / 3unidades. 180x30x76mm		
[310-002] Alambre Twist Flex - trenzado templado - x 10 tiras - Tecnident (.0175"(0,45mm))	2,00	2,00
		Unidades
[55.04.332] Barra / Varilla Twist Flex - Acero - Conteción LINGUAL - 10 unidades - Morelli	1,00	1,00
* El alambre twist flex está indicado para las primeras etapas del tratamiento de ortodoncia, así como para la realización de	Unidades	Unidades
barras de retención linguales.		
Embalaje co 10 unidades		
[3.0566] Arco Niti - Curva Reversa - Orthodontic (0,16x0,16)	1,00	1,00
		Unidades
[3.0562] Arco Niti - Curva Reversa - Orthodontic (0,16x0,22)	1,00	1,00
		Unidades



Mercado Clinico República Argentina 837 San Pedro Misiones 3364 Argentina

Cuit: 20-3071721061-8 cel: +54 9 3751 54-1386

Producto	Ordered	Delivered
[3.0575] Arco Niti - Curva Reversa - Orthodontic (0,17x0,25)	1,00	1,00
	Unidades	Unidades
[405-047] Tubo Roth - Slot 0,22 - para pd 7- x 10 unidades - Tecnident (Pd47)	4,00	4,00
- Tubos de unión vestibular que dirigen los molares según las prescripciones estandarizadas por la técnica de Roth. Slot 0,22	Unidades	Unidades
$- Los tubos de ortodoncia est\'an fabricados con tecnolog\'ia PIM (Powder Injection Moulding), presentando medidas precisas de la contractiva del la contractiva del la contractiva de la contra$	2	
torque y antirrotación; -Resiste fuerzas de anclaje sin deformación.		
- Paquete con 10 unidades.		
[405-045] Tubo Roth - Slot 0,22 - para pd 7- x 10 unidades - Tecnident (Pd27)	4,00	4,00
- Tubos de unión vestibular que dirigen los molares según las prescripciones estandarizadas por la técnica de Roth. Slot 0,22	Unidades	Unidades
- Los tubos de ortodoncia están fabricados con tecnología PIM (Powder Injection Moulding), presentando medidas precisas de	9	
torque y antirrotación; -Resiste fuerzas de anclaje sin deformación.		
- Paquete con 10 unidades.		
[405-044] Tubo Roth - Slot 0,22 - para pd 7- x 10 unidades - Tecnident (Pd17)	4,00	4,00
- Tubos de unión vestibular que dirigen los molares según las prescripciones estandarizadas por la técnica de Roth. Slot 0,22	Unidades	Unidades
$- Los tubos de ortodoncia est\'an fabricados con tecnolog\'ia PIM (Powder Injection Moulding), presentando medidas precisas de la contractiva del la contractiva del la contractiva de la contra$	2	
torque y antirrotación; -Resiste fuerzas de anclaje sin deformación.		
- Paquete con 10 unidades.		
[405-046] Tubo Roth - Slot 0,22 - para pd 7- x 10 unidades - Tecnident (Pd37)	4,00	4,00
- Tubos de unión vestibular que dirigen los molares según las prescripciones estandarizadas por la técnica de Roth. Slot 0,22	Unidades	Unidades
$- Los tubos de ortodoncia est\'an fabricados con tecnolog\'ia PIM (Powder Injection Moulding), presentando medidas precisas de la composição d$	2	
torque y antirrotación; -Resiste fuerzas de anclaje sin deformación.		
- Paquete con 10 unidades.		
[340-001] Ligaduras preformadas 0,10" - 0.25mm - Kobayashi Corto - Tecnident	10,00	10,00
	Unidades	Unidades
[50.70.024] Arco CURVA REVERSA - NiTi - Redondo - 10 Unidades - Morelli (Inferior, 0,18)	1,00	1,00
-Las aleaciones de NiTi (níquel-titanio) son relevantes en biomecánica de ortodoncia porque tienen efecto de super-	Unidades	Unidades
elasticidad y memoria de forma; - Libera fuerzas suaves y constantes en comparación con el acero inoxidable. No sufren		
deformaciones permanentes ni los alambres no se pueden doblar.		
Permite modificar la forma de la Curva del arco, permitiendo la correcta posision de las piezas dentarias .		
[340-005] Ligaduras preformadas 0,12" - 0.30mm - Kobayashi Corto - Tecnident	2,00	2,00
	Unidades	Unidades